

De um ortofixador a vapor validado e devidamente mantido e calibrado. A qualidade do vapor deve ser apropriada para que o processo seja eficaz.

- Não exceda 137°C (279°F).
- Não exceda 10 minutos de exposição à temperatura.
- Não exceda duas horas como pressão máxima da autoclave.

Não empilhe bandejas durante a esterilização.

Evitar usar autoclave com vapor, usando um ciclo fixacionado pré-vácuo ou ciclo de gravidade conforme a tabela abaixo:

Tipo de ortofixador a vapor	Gravidade	Pré-vácuo	Pré-vácuo	Pré-vácuo
Ortopedia	Não desobstrua para uso no UE	Não desobstrua para uso no UE	Não desobstrua para uso no UE	Desobstrua no GMS
Temperatura mínima de exposição	134°C (273°F)	134°C (273°F)	134°C (273°F)	134°C (273°F)
Tempo mínimo de exposição	15 minutos	4 minutos	3 minutos	18 minutos
Tempo de resfriamento	30 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos
Número de ciclos	N/D	4	4	4

A Orthofix recomenda sempre usar um ciclo pré-vácuo para a esterilização a vapor. O ciclo de gravidade foi validado somente para invólucros, e é só recomendado somente quando nenhuma outra opção estiver disponível. O ciclo de gravidade não foi validado para a esterilização em contêineres rígidos.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o instrumental esterilizado no embalagem de esterilização em um ambiente seco e limpo, à temperatura ambiente. O manipulário não deve ser armazenado nem transportado com as sondas descoladas.

ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE CASOS

Não queim e/ou abra na presença de gases inflamáveis. Recomendando-se que, entre os casos, os manipulários e os cabos sejam armazenados em uma grande bandeja de autoclave, e deve-se tomar cuidado para garantir que o cabo não seja dobrado perto do conector. Nesta situação, é muito mais fácil emendar o cabo quando o manipulário for desconectado.

AVISO LEGAL

As instruções fornecidas, anteriormente foram validadas pela Orthofix srl como sendo uma descrição verdadeira de (1) o processamento de um dispositivo de um único uso e um dispositivo de vários usos para o primeiro uso (único e (2) do processamento de um dispositivo de vários usos para a reutilização. Continua a ser responsável de reprocesso garantir que o reproprocessamento, como resultado usando equipamentos, materiais e pessoal nas instalações de reproprocessamento, atinja o resultado desejado. Essa situação normalmente requer a validação e uma monitoração de rotina do processo. Os processos de limpeza, desinfecção e esterilização devem ser continuamente registrados. Qualquer mudança feita pelo reproprocessamento relativa às instruções fornecidas deve ser avaliada adequadamente quanto à eficácia e possíveis consequências adversas, e também deve ser registrada adequadamente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

USO
As sondas RE USO ÚNICO devem ser descartadas de acordo com os procedimentos padrão do local de preferência em um recipiente para "objetos pontiagudos" de tamanho adequado após o uso.

INFORMAÇÕES PARA O PACIENTE

O profissional de saúde deve alertar o paciente sobre os riscos cirúrgicos e resultas, e sobre o risco de possíveis eventos adversos. Nem todos os cirurgias são bem-sucedidas. Complicações adicionais podem desenvolver a qualquer momento desde o uso inadequado, todos médicos ou falta no dispositivo. O profissional de saúde deve instruir o paciente a retirar quaisquer alterações ocorram no local da operação ao seu médico.

AVISO SOBRE INCIDENTES GRAVES














Informe a Orthofix Srl e a autoridade governamental competente na região em que o usuário e/ou o paciente está estabelecido sobre qualquer incidente grave que ocorra com um dispositivo.


CUIDADO: As leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo somente mediante pedido médico.

CONTATO DO FABRICANTE

Entre em contato com o representante de vendas local da Orthofix para obter mais detalhes e fazer pedidos.

Os símbolos apresentados abaixo podem se aplicar ou não a um produto específico; consulte o rótulo para conhecer a aplicabilidade.

EN - IT - FR - DE - ES	
Symbol - Símbolo - Symbole - Symbol - Símbolo	Description - Descripción - Description - Beschreibung - Descripción
	Medical Device - Dispositivo médico - Dispositif médical - Medizinprodukt - Producto sanitario
	Consult instructions for use - Consultez les instructions per l'uso - Consulte les instructions d'utilisation - Gebrauchsanweisung beachten - Consulte las instrucciones de uso <p>Information - ATTENTION: consultez les instructions per l'uso per importanti informazioni di precauzione - APOSIÇÃO - Consulte les instructions d'utilisation pour plus d'informations importantes - ACHTUNG: In der Gebrauchsanweisung auf wichtige Warnhinweise achten - PRECAUCIÓN: Consulte las instrucciones de uso para más información sobre advertencias importantes</p> <p>Orthofix note: discard appropriately after the use (treatment on patient) - Nota Orthofix: smaltare in modo appropriato dopo l'uso (trattamento) sul paziente - Note of Orthofix - Usagie unique. Ne pas réutiliser - Zur einmaligen Verwendung. Nicht wieder verwenden - Us solo uso. No reutilizar</p> <p>Orthofix note: discard appropriately after the use (treatment on patient) - Nota Orthofix: smaltare in modo appropriato dopo l'uso (trattamento) sul paziente - Note of Orthofix - à éliminer de manière appropriée après utilisation (traitement) sur le patient - Orthofix-Hinweis: Nach der Anwendung (Behandlung) am Patienten sachgerecht entsorgen. - Nota de Orthofix: descarte de forma adecuada después del uso (tratamiento) en el paciente</p>
	Do not sterilize - Non sterilizzare - Ne pas restériliser - Nicht erneut sterilisieren - No reesterilizar
	Sterile. Sterilized using irradiation - Sterile. Sterilized tramite irradiazione - Stérile. Sterilisé par irradiation - Steril. Durch Bestrahlung sterilisiert - Esterilizado por irradiación
	Non-sterile - Non sterile - Non stérile - Unsteril - No esterilizado
	Double sterile barrier system - Sistema di barriera sterile doppio - Système de double barrière stérile - Steriles zweifaches Barriersystem - Sistema de doble barrera estéril
	Unique Device Identifier - Identificativo unico del dispositivo - Identifiant unique du dispositif - Eindeutige Produktkennung - Identificador único de dispositivo
	Catalogue number - Numero di catalogo - Numéro de référence - Bestellnummer - Número de catálogo <p>Batch code - Codice lotto - Numéro de lot - Chargen-Nummer - Código de lote</p>
	Use-by date (year-month-day) - Data di scadenza (anno-mese-giorno) - Date de péremption (année-mois-jour) - Haltbarkeitsdatum (Jahr-Monat-Tag) - Fecha de caducidad (año-mes-día)
	CE marking in conformity to applicable European Medical Device Directives/Regulations - Marchiato CE in conformità con le direttive/regolamenti europei sui dispositivi medici applicabili - Marquée CE conforme aux directives/règlements européens applicables aux dispositifs médicaux - CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien/Verordnungen für Medizinprodukte - Marcação CE de conformidade com as diretivas e regulamentos europeus aplicáveis a los productos sanitarios
	Date of manufacture - Data di fabbricazione - Date de fabrication - Herstellungsdatum - Fecha de fabricación <p>Manufacturer - Produttore - Fabricant - Hersteller - Fabricante</p>
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use - Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. - No utilize el producto si el empaque está dañado y consulte las instrucciones de uso
	Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician - Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente da parte o per ordine di un medico autorizzato - Avertissement: la loi fédérale des États-Unis autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin - Achtung: Gemäß US-Bundesrecht darf dieses Medizinprodukt nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft bzw. abgegeben werden - Precaución: De acuerdo con la Ley Federal de los EE. UU., este dispositivo solo puede ser comercializado por un médico o bajo su supervisión

DA - FI - NO - NL - PT	
Symbol - Symboli - Symbol - Symbol - Símbolo	Beskrivelse - Kuvas - Beskrivelse - Beskrifning - Descrição
	Medicinsk udsty - Lääkinnällinen väline - Medicinsk utstyr - Medisch hulpmiddel - Dispositivo médico
	Se brugsanvisningen - Käyttöohjeet - Se bruksanvisningen - Raadpleeg de instructie voor gebruik - Consulte as instruções de uso <p>ADVARSEL: Se brugsanvisningen for vigtige advarseloplysninger - HUAVISEL: Terveystuotteen käyttöön. Missä on tärkeä varoitusneija - FÖRSIKTIG: Läs bruksanvisning för viktiga försiktighetsföremågan - OPGELET: Lees handleiding de instructies voor gebruik voor belangrijke waarschuwingen - CUIDADO: para más información sobre cuidados especiales, consulte as instruções de uso</p> <p>Orthofix-bemærkning: Bortskaf korrekt efter brug (behandling) på patient - Orthofix-huomautus: hävitä alaimminkäsitell käsitel (hoito) jätkeen - Orthofix-meddelande: använd på rättigt mått efter bruk (behandling) på patienten - Opmerking van Orthofix: na het gebruik op het behandelings punt de patient volgens de voorschriften wegwerpen - Nota de Orthofix: descartar adequadamente após o uso (tratamento) no paciente</p>
	Engangsbredt. Må ikke genbruges - Kertäyttöinen. Älä käyvä uudelleen - Engangsbruk. Ikke gjenbråk - Eenmalig gebruik. Niet hergebruiken - Utilização única. Não reutilizar
	Må ikke steriliseres igen - Älä steriloa uudelleen - Må ikke esteriliseres - Niet opnieuw steriliseren - Não reesterilizar
	Steril. Steriliseret ved anvendelse af bestråling - Steril. Steriliso säteilytämällä - Steril. Steriliser ved bestråling - Steril. Genestiliserad över bestrålning - Esterilizado por irradiação
	Ikke-steril - Sterilimätön - Ikke-steril - Niet-steriel - Não esterilizado
	Dobbelt steril barrieresystem - Kaksokeräinen steriili suojajärjestelmä - Dobbeltsterilt barrieresystem - Dabbel steriel barrieresystem - Sistema duplo de barreira esterilizado
	Unik identifikator for enheden - Yksilöllinen laitteistonite - Unik enhetsidentifikator - Unieke apparat identificatiecode - Identificador único de Dispositivo
	Katalognummer - Luettelotieteen numero - Katalognummer - Catalognummer - Números de catálogo <p>Batchkode - Etánumero - Batchcode - Batchcode - Código do lote</p>
	Udløbsdato (år, måned og dato) - Viimeinen käyttöpäivä (vuosi-kuukausi-päivä) - Holdbarhetsdato (år-måned-dag) - Uiterste gebruiksdatum (jaar-maand-dag) - Data de validade (ano-mês-dia)
	CE-mærkning i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver/forskrifter om medicinsk udstyr - Lääkinnällisiä laitteita koskevien europalaisten direktiivien ja säädösten mukainen CE-merkintä - CE-mærkning er i overensstemmelse med gældende forskrifter/reguleringer for medicinsk udstyr - Lampa - CE-markering conform toepasselijke Europese richtlijnen/voorschriften voor medische hulpmiddelen - Marcação CE em conformidade com diretivas/regulamentos europeus para dispositivos médicos
	Fremstillingsdato - Valmistusajämäärä - Produktionsdato - Fabricagedatum - Data de fabricação <p>Producent - Valmistaja - Producent - Fabrikant - Fabricante</p>
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use - Du må ikke anvende produktet, hvis emballagen er beskadiget, og du skal læse brugsanvisningen - Älä käytä, jos pakkauus on vahingoittunut. Käytä käyttöohjetta - Må ikke brukes hvis pakken er skadet - se brugsanvisningen - niet gebruiken, indien de verpakking is beschadigd en raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Não use se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de uso
	Advarsel: I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på ordrening af en læge - Huomio: Terveystuotteen myyntiä vain mukaisesti tätä välineitä saa myydä ainoastaan lääkärin tai lääkärin määräyksellä - Forsikring: Federal lovgivning i USA angir at dette utstyr bare kan selges av eller på bestilling fra lege - Opgeet: De federale wetgeving in de EC beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot verkoop door of op voorschrift van een arts - Cuidado: As leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo somente por e mediante pedido médico