

Galaxy Fixation

Gemini™ System



Jedes Krankenhaus
benötigt
einen Pin-to-Bar-
Fixateur
Warum dann nicht
zwei in einem?

 **ORTHOFIX**[®]
ORTHOPEDICS


Wählen Sie die Konfiguration, die Ihnen am meisten zusagt.

Einfache Bestandsverwaltung
Alles in einem Siebeinsatz – Implantate und Instrumentarium



Universal-Backen haben **Marker zur einfachen Identifizierung** der Stab- und Stiftdurchmesser für jeden Backenschlitz. Mit den Universal-Backen können 10 verschiedene Arten von Kupplungen hergestellt werden.

Ideal für DCO
In gebrauchsfertigen sterilen Sets



Universal-Backen

94100



Mechanismus zum vorläufigen manuellen Festziehen
ermöglicht die Manipulation des Fixateurs ohne Einsatz von Instrumenten

94300



Intuitives Design mit Sichtkontrolle für die definitive Verriegelung von jeder Seite, unabhängig von der Position der Backe.

94200



Interne Verzahnungs- und Arretierungsmechanismen sorgen für **hohe Torsions-** und Rutschfestigkeit.

Standardbacken

99-94010



99-94030



99-94020



99-94040



99-94140



Vertrieb durch:



Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italien
Telefon +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

Rx Only

 
orthofix.com
GF-2114-PL-G2 BA 02/24

 **ORTHOFIX**[®]
ORTHOPEDICS