

Galaxy Fixation

Gemini™ System




Ogni ospedale ha bisogno
di un fissatore
con barre e morsetti.
Perché non sceglierne
uno completo?

 **ORTHOFIX**[®]
ORTHOPEDICS


È possibile scegliere la configurazione più adatta

Gestione delle scorte semplificata
Tutto in una sola cassetta: impianti e strumentario



I morsetti universali sono dotati di **riferimenti per una facile identificazione** del diametro delle barre e delle viti per ogni alloggiamento del morsetto. I morsetti universali offrono 10 tipi di accoppiamento diversi.

Ideale per il Damage Control ortopedico
In kit sterili pronti per l'uso



Morsetti universali

94100



94300



94200



Meccanismo di chiusura preliminare manuale consente di manipolare la struttura senza utilizzare strumenti specifici

Design intuitivo con verifica a vista del bloccaggio definitivo da qualsiasi lato, a prescindere dalla posizione del morsetto.

Denti interni e profili di bloccaggio progettati per fornire un'**elevata resistenza torsionale** ed evitare lo scivolamento dei componenti.

Morsetti standard

99-94010



99-94030



99-94020



99-94040



99-94140



Distribuito da:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300
Fax +39 045 6719370



Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

Rx Only



orthofix.com

GF-2114-PL-11 BA 02/24

ORTHOFIX[®]
ORTHOPEDICS