



PENNIG MINIFIXATEUR



Pennig™ Minifixateur



ORTHOFIX®

Wird bei Frakturen, Gelenkfusion, Gelenkdistraktionen, Verlängerungen und Winkelkorrekturen



Sichere Frakturfixierung

bei der angrenzende Gelenke frei beweglich sind

Minimal-invasiv

perkutane Einführung von Drähten

Einfache Technik

- doppel-Kugelgelenk ermöglicht die Frakturposition auf allen Ebenen
- repositionszangen erleichtern die Ausrichtung der Fraktur bei eingesetztem Fixateur

Wandlungsfähig

- die Konstruktion der Klemme erlaubt die Wahl der Drahtplatzierung innerhalb derselben Klemme (konvergierend oder parallel)
- gerade Stangen zur Verlängerung
- distraktion und Kompression können auf beiden Schienensegmenten durchgeführt werden



PENNING MINIFIXATEUR STERIL-KIT 99-MIL10

Bezeichnung	Anzahl
INBUSSCHLÜSSEL 3 MM	1
MINIFIXATEUR GEWINDEDRAHT- ENTFERNER	1
MINIFIXATEUR GEWINDEDRAHT Ø1,6 70/15 MM	6
MINIFIXATEUR-KÖRPER STANDARD	1
MINIFIXATEUR STANDARD-BACKEN (1 PAAR)	1
MINIFIXATEUR KOMPRESSIONS-/ DISTRAKTIONS-MUTTER	1
DISTANZHALTER FÜR GEWINDE- STANGEN	2
GEWINDESTANGE MIT DISTANZ- HALTER STANDARD 100 MM	1
MINIFIXATEUR GEWINDEDRAHT Ø2,0 100/15 MM	6
MINIFIXATEUR REPOSITIONS- INSTRUMENTE (1 PAAR)	1



Weitere Bestellinformationen finden Sie im Orthofix-Gesamtkatalog unter der Rubrik "Pennig Minifixator". Siehe Kurzanleitung PG 090

Literatur:

- 1) Pennig D. et al.: "The Use of Minimally Invasive Fixation in Fractures of The Hand - The Minifixator Concept". Injury, 31 (2000) Suppl. 1: 102-112.
- 2) Pennig D. et Gausepohl T.: "Metacarpal Fractures, Phalangeal Fractures and Reconstructive Procedures: the Pennig MiniFixator in the Hand" Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, G. De Bastiani et al. Springer 2000, Ch. 19: 195-218.



Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italien
Tel +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380



www.orthofix.com

PB MIN G2 GA 05/22

Ihr Vertriebspartner:

Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH

Siemensstr. 5, 85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0
Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de