



Pennig™ Minifixator

Per il trattamento di fratture, fusioni articolari, distrazioni articolari, allungamento e correzioni angolari



Fissazione stabile della frattura

con libertà di movimento per le articolazioni

Minimamente invasiva


grazie all'inserzione percutanea delle viti

Tecnica semplice

- il doppio snodo sferico rende la riduzione della frattura possibile su ogni piano
- le pinze di riduzione facilitano l'allineamento con il fissatore in situ

Versatile

- la struttura del morsetto permette differenti modalità di posizionamento delle viti (convergenti o paralleli)
- barre rette sono disponibili per l'allungamento
- il sistema consente di ottenere compressione/distrazione controllata e precisa



FISSATORE MINI-PENNIG FIXATOR STANDARD KIT STERILE COMPLETO 99-MIL10

Descrizione	Qtà
CHIAVE ESAGONALE, 3 MM	1
ESTRATTORE FILI FILETTATI	1
FILI FILETTATI D 1.6 MM L 70 / 15 MM	6
CORPO PMF MOD. STANDARD	1
COPPIA MORSETTI STANDARD	1
DADO PER COMPRESSIONE / DISTRAZIONE	1
DISTANZIATORE	2
BARRA PER ALLUNGAMENTO CON DISTANZIATORE STANDARD	1
FILO FILETTATO D 2MM L 100 / 15MM	6
PINZE DI RIDUZIONE	1



Per ulteriori informazioni vedere la sezione "Minifissatori Pennig (PMF)" nel Catalogo Generale Orthofix. Vedi Quick Reference Guide PG 090

Bibliografia:

- 1) Pennig D. et al.: "The Use of Minimally Invasive Fixation in Fractures of The Hand - The Minifixator Concept". Injury, 31 (2000) Suppl. 1: 102-112.
- 2) Pennig D. et Gausepohl T.: "Metacarpal Fractures, Phalangeal Fractures and Reconstructive Procedures: the Pennig MiniFixator in the Hand" Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, G. De Bastiani et al. Springer 2000, Ch. 19: 195-218.



Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italy
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

CE 0123

www.orthofix.com

PB MIN 11 GA 10/22

Distribuito da:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370


ORTHOFIX®